

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備考
1	シーケンサーはMiseqをご指定されていますが、同じイルミナ社のシーケンサーで高性能機種であるNovaseq6000での対応でもよろしいでしょうか。	従来より蓄積しているデータとの整合性を確保するため本件は指定する機種(Miseq)での実施をお願いいたします。	仕様変更
2	試料の受け渡しについて350検体は一度にまとめた送付でしょうか、または複数回に分けての送付でしょうか。	1度にまとめて送付するか、複数回に分けるかは、今後の検体採取の状況を踏まえて判断いたします。これまでに約180検体を採取しており、全ての検体採取を終えるのは9月以降の予定です。 複数回に分ける場合、納期までに間に合うのであれば全検体が揃ってから解析で問題ありません。	
3	分析方法はMiya et al.,2015 を参照とありますが、論文では2種類のプライマーが使用されています。 (two universal primer pairs (MiFish-U/E)と two universal plus one genus-specific primer pairs (MiFish-U/E/tuna))どちらを使用すべきか、また各プライマーの混合比をご教示ください。	Mifish-Eは板鰓類用、Migish-tunaはマグロ用であるため、浮魚メインの委託では不要と考えています。そのため、Mifish-Uのみを使用してください。	
4	検体当たりの1stPCRの反復数の指定があればご教示ください。	指定はございません。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。